

PROYECTO **PILLGUARD**

MANUAL DE USUARIO



Manual de Usuario PillGuard

¡Error! Marcador no definido.

Introducción:	2
Configuración Inicial:	3
Desembalaje del Producto	3
Carga del Dispositivo	3
Instalación de la Aplicación Móvil	3
Encendido del Dispositivo	3
Conexión a Internet	4
Sincronización con la Aplicación	4
Configuración de Medicamentos y Horarios	4
Finalización de la Configuración	5
Uso del Dispositivo:	5
Mantenimiento y Cuidado:	5
Soporte Técnico:	6
Advertencias y Precauciones:	7
Garantía:	7
Recursos Adicionales:	7



Manual de Usuario PillGuard

Introducción:


- ¿Qué es PillGuard?
PillGuard es un dispositivo avanzado que ayuda a garantizar la correcta administración de medicamentos mediante el uso de tecnología IoT.
- ¿Por qué elegir PillGuard?
Diseñado para personas que necesitan asistencia en la organización y toma de medicamentos. Ideal para personas mayores, cuidadores y pacientes.

Componentes de PillGuard:

- Descripción del dispositivo principal (por ejemplo, tamaño, botones y puertos).
- Lista de accesorios incluidos, como cargador, manuales y piezas adicionales.

Requisitos Previos:

- Conexión a internet mediante Wi-Fi.
- Compatible con dispositivos móviles (iOS o Android) y la app oficial de PillGuard.
- Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de la primera configuración.



Configuración Inicial:

Desembalaje del Producto

- Retira cuidadosamente *PillGuard* y sus accesorios del empaque.
- Asegúrate de que el paquete incluya todos los componentes necesarios: el dispositivo PillGuard, el cargador, el manual y cualquier accesorio adicional.

Carga del Dispositivo

- Antes de la configuración, conecta PillGuard al cargador incluido.
- Una vez conectado, espera a que la luz indicadora del dispositivo confirme que está completamente cargado. Esto puede tardar aproximadamente X horas.

Instalación de la Aplicación Móvil

- Descarga la aplicación oficial de *PillGuard* desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil (disponible en iOS y Android).
- Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta o regístrate si eres un usuario nuevo.

Encendido del Dispositivo

- Mantén presionado el botón de encendido en PillGuard durante X segundos hasta que la luz LED



comience a parpadear. Esto indica que el dispositivo está listo para configurarse.

Conexión a Internet

- Desde la aplicación, selecciona la opción de configuración de red Wi-Fi.
- Elige tu red Wi-Fi doméstica e ingresa la contraseña. Asegúrate de que el dispositivo móvil y PillGuard estén conectados a la misma red durante este paso.

Sincronización con la Aplicación

- La aplicación detectará automáticamente el dispositivo cercano. Si no lo detecta, asegúrate de que Bluetooth esté activado en tu teléfono.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar la vinculación. Una luz fija en el dispositivo indicará que la conexión ha sido exitosa.

Configuración de Medicamentos y Horarios

- Una vez sincronizado, accede a la sección "Mis Medicamentos" en la aplicación.
- Introduce los nombres de los medicamentos, las dosis y los horarios de toma.
- Configura alertas personalizadas para recordatorios.



Prueba de Funcionamiento

- Realiza una prueba inicial para confirmar que las alertas y notificaciones están funcionando correctamente.
- Si hay algún problema, consulta la sección de solución de problemas en este manual.

Finalización de la Configuración

- Asegúrate de que todos los datos ingresados en la aplicación sean correctos.

Uso del Dispositivo:

- Programación de horarios: Utiliza la app para establecer los horarios de toma de medicamentos.
- Alertas y notificaciones: Cómo recibir recordatorios y confirmar la toma.
- Revisión de historial: Consulta el historial de tomas dentro de la app.


Mantenimiento y Cuidado:

- Limpia el dispositivo únicamente con un paño seco y evita el uso de líquidos.
- Almacena el dispositivo en un lugar seco y lejos de temperaturas extremas.
- Contacta al soporte técnico en caso de daños o mal funcionamiento.

Buenas noches, Cesar!
domingo, 30 de marzo de 2025

23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Paracetamol
Fecha de inicio: domingo, 30 de marzo de 2025
Fecha de fin: lunes, 31 de marzo de 2025
Intervalo de horas: 8

 **Comentario de Rei's IA**
Error fetching suggestion from OpenAI.

Gestionar pastillas



Soporte Técnico:

- Correo electrónico: jira@pillguard.atlassian.net
- Teléfono: +52 238 208 8698
- Horario de atención: Lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pm.

Gestiona Pastillas

Pastilla 1

Paracetamol

Notas

8

30

Fecha de fin: lunes, 31 de marzo de 2025

Color asignado:

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Recibir notificaciones: ☒

Editar

Añadir otra pastilla

Regresar a inicio



Advertencias y Precauciones:

- Evita desmontar el dispositivo, ya que puede anular la garantía.
- No expongas el dispositivo al agua u otros líquidos.

Garantía:

- Detalles sobre la cobertura de la garantía y cómo hacerla válida en caso de fallas.

Recursos Adicionales:

- Tutoriales en video disponibles escaneando el código QR incluido en el empaque.

