

PROYECTO PILLGUARD A APC

o mE

-U BIOTECHNICA // E

Uveniiad ecnológios de Tanuacón

Manual de Usuario PillGuard ¡Error! Marcador no definido.

Introducción: 2

Configuración Inicial: 3

Desembalaje del Producto 3

Carga del Dispositivo 3

Instalación de la Aplicación Móvil 3

Encendido del Dispositivo 3

Conexión a Internet 4

Sincronización con la Aplicación 4

Configuración de Medicamentos y Horarios 4

Finalización de la Configuración 5

Uso del Dispositivo: 5

Mantenimiento y Cuidado: 5

Soporte Técnico: 6

Advertencias y Precauciones: 7

Garantía: Ez

Recursos Adicionales: X

"e

w

0 DT»

7 BIOTECHNICA EHUACAN

Manual de Usuario PillGuard

Introducción:

» ¿Qué es PillGuard?

PillGuard es un dispositivo avanzado que ayuda a garantizar la correcta administración de medicamentos mediante el uso de tecnología IoT.

e ¿Por qué elegir PillGuard?

Diseñado para personas que necesitan asistencia en la organización y toma de medicamentos. Ideal para personas mayores, cuidadores y pacientes.

Componentes de PillGuard:

e Descripción del dispositivo principal (por ejemplo, tamaño, botones y puertos).

e Lista de accesorios incluidos, como cargador, manuales y piezas adicionales.

Requisitos Previos:

* Conexión a internet mediante Wi-Fi.

e Compatible con dispositivos móviles (iOS o Android) y la app oficial de PillGuard.

e Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de la primera configuración.

EA

46 y

VW

In UTC»

-U BIOTECHNCA EHUACAN

Configuración Inicial:

Desembalaje del Producto

o Retira cuidadosamente PillGuard y sus accesorios del empaque.

o Asegúrate de que el paquete incluya todos los componentes necesarios: el dispositivo PillGuard, el cargador, el manual y cualquier accesorio adicional.

Carga del Dispositivo

o Antes de la configuración, conecta PillGuard al cargador incluido.

o Una vez conectado, espera a que la luz indicadora del dispositivo confirme que está completamente cargado. Esto puede tardar aproximadamente X horas.

instalación de la Aplicación Móvil

o Descarga la aplicación oficial de PillGuard desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil (disponible en iOS y Android).

o Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta o regístrate si eres un usuario nuevo.

Encendido del Dispositivo

o Mantén presionado el botón de encendido en

PillGuard durante X segundos hasta que la luz LED a.

"Fee

A (?S) ó

In UTC»

-U BIOTECHNCA EHUACAN

comience a parpadear. Esto indica que el dispositivo está listo para configurarse.

Conexión a internet

o Desde la aplicación, selecciona la opción de configuración de red Wi-Fi.

o Elige tu red Wi-Fi doméstica e ingresa la contraseña. Asegúrate de que el dispositivo móvil y PillGuard estén conectados a la misma red durante este paso.

Sincronización con la Aplicación

o La aplicación detectará automáticamente el dispositivo cercano. Si no lo detecta, asegúrate de que Bluetooth esté activado en tu teléfono.

o Sigue las instrucciones en pantalla para completar la vinculación. Una luz fija en el dispositivo indicará que la conexión ha sido exitosa.

Configuración de Medicamentos y Horarios

o Una vez sincronizado, accede a la sección "Mis Medicamentos" en la aplicación.

o Introduce los nombres de los medicamentos, las dosis y los horarios de toma.

o Configura alertas personalizadas para recordatorios.

a.
"Fee
vw

II” UTC»

7) BIOTECHNCA EHUACAN

Prueba de Funcionamiento

o Realiza una prueba inicial para confirmar que las alertas y notificaciones están funcionando correctamente.

o Si hay algún problema, consulta la sección de solución de problemas en este manual.

Finalización de la Configuración

o Asegúrate de que todos los datos ingresados en la aplicación sean correctos.

Buenas noches, Cesar! E

Uso del Dispositivo: '

e Programación de horarios: Utiliza la app para 5 XX ROD

establecer los horarios de toma de y
medicamentos. a N TA
e Alertas y notificaciones: Cómo recibir E
recordatorios y confirmar la toma.

* Revisión de historial: Consulta el historial de Paracetamol
tomas dentro de la app. Fecha de infla aemi-go, 36 de
N- . Fech de fu zanes 47 de marzo de
Mantenimiento y Cuidado: 2025

Inéralo ce hr
e Limpla el dispositivo únicamente con un paño
seco y evita el uso de líquidos. Ez Comida
e Almacena el dispositivo en un lugar seco y
Ercor fenino suggestion from Openál
lejos de temperaturas extremas.
e Contacta al soporte técnico en caso de daños
0 mal funcionamiento. Gestionar pastillas
¡MR
46 y
vw

” UTC»

7 BIOTECHNICA EHUACAN

Soporte Técnico:

e Correo electrónico: jiraQpiliguard.atlassian.net

* Teléfono: +52 238 208 8698

e Horario de atención: Lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pm.

Pastilla 1

renal

Neo

esa de lunes 31 de marzo de 2005

OSCE

Hectirni faces

ear

añadirttrpatla Regresar nico

¡MR

Er y

ASA

II” UTC»

7) BIOTECHNICA EHUACAN

Advertencias y Precauciones:

e Evita desmontar el dispositivo, ya que puede anular la garantía.

» No expongas el dispositivo al agua u otros líquidos.

Garantía:

e Detalles sobre la cobertura de la garantía y cómo hacerla válida en caso de fallas.

Recursos Adicionales:

Tutoriales en video disponibles escaneando el código QR Incluido en el empaque.

¡MR

46 y
hee