

Manual usuario

RROYESTO

PILLGUARD

a:

APC y

o Tm

-U BIOTECHNICA O, E

Uriveridad Tecnológica de anuacan

Manual de Usuario PillGuard ¡Error! Marcador no definido.

Introducción: Z

Configuración Inicial: 3

Desembalaje del Producto 3

Carga del Dispositivo 3

Instalación de la Aplicación Móvil 3

Encendido del Dispositivo 3

Conexión a Internet 4

Sincronización con la Aplicación 4

Configuración de Medicamentos y Horarios 4

Finalización de la Configuración 5

Uso del Dispositivo: 5

Mantenimiento y Cuidado: 5

Soporte Técnico: 6

Advertencias y Precauciones: 7

Garantía: EA

Recursos Adicionales: 7

169

EJ

7 BINTECHNICA “EHUACAN

Manual de Usuario PillGuard

Introducción:

* ¿Qué es PillGuard?

PillGuard es un dispositivo avanzado que ayuda a garantizar la correcta administración de medicamentos mediante el uso de tecnología IoT.

e ¿Porqué elegir PillGuard?

Diseñado para personas que necesitan asistencia en la organización y toma de medicamentos. Ideal para personas mayores, cuidadores y pacientes

Componentes de PillGuard:

e Descripción del dispositivo principal (por ejemplo, tamaño, botones y puertos).

e Lista de accesorios incluidos, como cargador, manuales y piezas adicionales.

Requisitos Previos:

* Conexión a internet mediante Wi-Fi.

e Compatible con dispositivos móviles (iOS o Android) y la app oficial de PillGuard.

e Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de la primera configuración.

146

"y

” IMTk>

-U BIOTECHNICA “EHUACAN

Universidad Tecnológica de Tenuacán

Configuración Inicial:

Desembalaje del Producto

o Retira cuidadosamente PillGuard y sus accesorios del empaque.

o Asegúrate de que el paquete incluya todos los componentes necesarios: el dispositivo PillGuard, el cargador, el manual y cualquier accesorio adicional.

Carga del Dispositivo

o Antes de la configuración, conecta PillGuard al cargador incluido.

o Una vez conectado, espera a que la luz indicadora del dispositivo confirme que está completamente cargado. Esto puede tardar aproximadamente X horas.

Instalación de la Aplicación Móvil

o Descarga la aplicación oficial de PillGuard desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil (disponible en iOS y Android).

o Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta o regístrate si eres un usuario nuevo.

Encendido del Dispositivo

o Mantén presionado el botón de encendido en PillGuard durante X segundos hasta que la luz LED

E

U

” IMTk>

7) BINTECHNICA “EHUACAN

comience a parpadear. Esto indica que el dispositivo está listo para configurarse.

Conexión a Internet

o Desde la aplicación, selecciona la opción de configuración de red Wi-Fi.

o Elige tu red Wi-Fi doméstica e ingresa la contraseña. Asegúrate de que el dispositivo móvil y PillGuard estén conectados a la misma red durante este paso.

Sincronización con la Aplicación

o La aplicación detectará automáticamente el dispositivo cercano. Si no lo detecta, asegúrate de que Bluetooth esté activado en tu teléfono.

o Sigue las instrucciones en pantalla para completar la vinculación. Una luz fija en el dispositivo indicará que la conexión ha sido exitosa.

Configuración de Medicamentos y Horarios

o Una vez sincronizado, accede a la sección "Mis

Medicamentos" en la aplicación.

- o Introduce los nombres de los medicamentos, las dosis y los horarios de toma.

- o Configura alertas personalizadas para recordatorios.

e 6:

Arc

U

7) BINTECHNICA "EHUACAN

Prueba de Funcionamiento

- o Realiza una prueba inicial para confirmar que las alertas y notificaciones están funcionando correctamente.

- o Si hay algún problema, consulta la sección de solución de problemas en este manual.

Finalización de la Configuración

- o Asegúrate de que todos los datos ingresados en la aplicación sean correctos.

Buenas noches, Cesar!

domingo, 30 de marzo de 2025 s

Uso del Dispositivo: '

- * Programación de horarios: Utiliza la app para A establecer los horarios de toma de , medicamentos. E

- e - Alertas y notificaciones: Cómo recibir e recordatorios y confiar la toma.

- * Revisión de historial: Consulta el historial de Paracetamol tomas dentro de la app. Fecha de ini! domingo: 90 de me " Fecha de fin: unes, 31 de marzo de

Mantenimiento y Cuidado: 2025

Intervalo de horas: 8

- e Limpia el dispositivo únicamente con un paño

seco y evita el uso de líquidos. 2, comentar de mera la

* Almacena el dispositivo en un lugar seco y

lejos de temperaturas extremas. bio UTE

* Contacta al soporte técnico en caso de daños

0 mal funcionamiento. Menea ori

e 6:

Arc

U

7 BINTECHNICA “EHUACAN

Soporte Técnico:

+ Correo electrónico: jiraQpillguard.atlassian.net

e Teléfono: +52 238 208 8698

e Horario de atención: Lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pm.

Pastilla 1

Pure

os

esa de fiunes 1 de mrzo de 025

Color asignado:

0000

Reeiionficaciones:

tar

Ca Mu

e 6:

146

EJ

0 VTRÍ>

7) BINTECHNICA “EHUACAN

Advertencias y Precauciones:

e Evita desmontar el dispositivo, ya que puede anular la garantía.

* No expongas el dispositivo al agua u otros líquidos.

Garantía:

e Detalles sobre la cobertura de la garantía y cómo hacerla válida en caso de fallas.

Recursos Adicionales:

* - Tutoriales en video disponibles escaneando el código QR incluido en el empaque.

a e

U